

**Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские системы
визуализации»**

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «VEGA SOFT.BASIC»
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ С ЦЕЛЬЮ ЭКСПЕРТНОЙ
ПРОВЕРКИ**

На 6 листах

Санкт-Петербург

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Запуск Программного обеспечения.....	3
2.	Проверка работоспособности Программного обеспечения	4

1. ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для начала работы с Программным обеспечением необходимо произвести следующие операции:

- откройте любой браузер
- в адресной строке введите <https://mvs02user.cyclonelabs.com>
- дождитесь загрузки окна авторизации (см. Рисунок 1)
- введите логин и пароль в соответствующие поля:
логин – PAPetrov
пароль - user123456
- при правильном заполнении полей логин/пароль активизируется кнопка «Войти»
- нажмите кнопку «Войти»




Рисунок 1

2. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

После авторизации и входа в Программное обеспечение на экране монитора отображился раздел «Экран операционной» (Рисунок 2).





Рисунок 2 – Экран операционной

Используя вертикальное меню, эксперт также может протестировать некоторые функциональные возможности Программного обеспечения.

- при выборе пункта меню  «Журнал операций» отображается страница «Архив операций» (Рисунок 3)

ОПЕРАЦИЯ	ОПЕРАЦИОННАЯ	ПАЦИЕНТ	ХИРУРГ	АНЕСТЕЗИОЛОГ	ДАТА ОПЕРАЦИИ
369	N1 Showroom	Popov V. D.	LastName F.	Петров П.	01.10.2019
370	N1 Showroom	LastName F. P.	Константинопольский А. С.	Петров П.	01.10.2019
371	N1 Showroom	LastName F. P.	Константинопольский А. С.	Петров П.	01.10.2019
372	N1 Showroom	LastName F. P.	Романова Е. П.	Петров П.	01.10.2019
373	N1 Showroom	LastName F. P.	Романова Е. П.	Петров П.	01.10.2019
374	N1 Showroom	LastName F. P.	Романова Е. П.	Петров П.	01.10.2019
375	N1 Showroom	LastName F. P.	Gubenko D.	Петров П.	01.10.2019
376	N1 Showroom	LastName F. P.	Gubenko D.	Петров П.	01.10.2019
377	N1 Showroom	LastName F. P.	LastName F.	Петров П.	01.10.2019
378	N1 Showroom	LastName F. P.	Gubenko D.	Петров П.	02.10.2019
379	N1 Showroom	Cooper D.	Романова Е. П.	Петров П.	07.10.2019
380	N1 Showroom	Popov V. D.	Gubenko D.	Петров П.	07.10.2019
382	N1 Showroom	Popov V. D.	Gubenko D.	Петров П.	07.10.2019
383	N1 Showroom	Popov V. D.	Gubenko D.	Петров П.	07.10.2019
384	N1 Showroom	Popov V. D.	Gubenko D.	Петров П.	07.10.2019

Рисунок 3 – Журнал операций

На данной странице можно воспользоваться различными фильтрами для поиска необходимой записи с помощью кнопок . Например, с помощью фильтра «Пациент» (Рисунок 4).




Рисунок 4 – Применение фильтров

- для просмотра конкретной операции необходимо выбрать ее в списке операций на странице «Журнал операций» (Рисунок 5).





Рисунок 5 – Страница просмотра операции

На данной странице отображается видео с камер, установленных в операционной, список сделанных во время операции скриншотов, а также элементы управления для работы с данной архивной видеозаписью (Рисунок 5).

- при выборе пункта меню  на экране отображается страница «Медiateка» со списком всех видео и аудио файлов пользователя (Рисунок 6)





Рисунок 6 – Медиаотека

- пункт меню  позволяет перейти на страницу «Видеоконференции», где есть возможность присоединиться к активным конференциям или начать новую конференцию с какой-либо операционной (Рисунок 7).




Рисунок 7 – Страница «Видеоконференции»

Выход из тестовой программы осуществляется с помощью кнопки , расположенной в верхнем правом углу экрана.

Полное тестирование Программного обеспечения проводится Заказчиком после установки согласно документу «Описание установки Программного обеспечения» и документу «Программа и методика испытаний», входящим в комплект поставки Программного обеспечения.